


HYGIENEBEZUG KLINTEX



- Oberseite und seitlich:** Polyurethan-kaschiertes Textil – schwerentflammbar bi-elastisch, wischdesinfizierbar. Farbe dunkelblau
- Unterseite:** 100% Feinjersey, hellblau, mit Tragegriffen
- Konfektion:** Verdeckter Reißverschluss an 3 Seiten.
- Eigenschaften:** Kochfest 95°C, tumblerfest 100°C, chemisch reinigungsbeständig, dampfsterilisierbar, beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel.

Technische Daten Hygienematerial:

Gewicht:	ISO 3801/5 1977	ca. 185 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	ISO 13934 1999	> 240 N/5 cm
Höchstzugkraft Schuss	ISO 13934 1999	> 200 N/5 cm
Weiterreißfestigkeit Kette	ISO 4874A1 1977	> 35 N
Weiterreißfestigkeit Schuss	ISO 4874A1 1977	> 30 N
Wasserdichtheit vor waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
Wasserdichtheit nach waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit:		> 600 g/m ² d
Bakteriendicht:	ATCC 6538	OK
Schimmelbeständig	ATCC 9642	OK

Entsorgung: unbedenklich mit normalem Hausmüll