

ANTIDEKUBITUS-MATRATZE *VISCO-SOFT*

Die Oberseite sorgt durch die 6 cm hohe Schicht aus viskoelastischem Schaum für eine perfekte Druckentlastung und nimmt die Körperkontur optimal auf. Durch die 7-Zonen Bohrung in der Unterseite werden ausgeprägte Körperpartien wie Schulter und Gesäß druckentlastend aufgenommen und optimal belüftet. Der verstärkte Seitenrand erleichtert das Aufstehen.



Matratzenkonstruktion:

Oberseite:	Viskoelastischer Schaumstoff, RG 50 Eindruckhärte: 60 N, Höhe: 6 cm
Seitenrandverstärkung:	Integrierte Seitenrandverstärkung, 7 cm breit: PU-Kaltschaum, Stauchhärte: 5.0 kPa, RG 40
Unterseite:	7-Zonen Rhombo-flex Bohrung, Höhe: 8 cm PU-Kaltschaum, Stauchhärte: 4.0 kPa, RG 50

Bezug:

Ringsum-Hygienebezug SEMY-PLUS, silbergrau
Kochfest 95°C, tumblerfest 100°C, 3-seitiger Reißverschluss.
Beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel.
Schwerentflammbar Crib 5, OEKO-TEX® Standard 100 Klasse 2

Art. Nr.: 65033288

90 x 200 x 14 cm

Empfohlen bis BMI 44

Einsatzbereich:

Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und in der Dekubitustherapie (Stadium I bis III) ihren Beitrag.