

SCHWERLASTMATRATZE *Rhombio-Care*[®] Heavy Therm



Die *Rhombio-Care*[®] **Heavy Therm** Matratze ist ein effektiver Beitrag zur Optimierung des Schlafkomforts für Menschen mit erhöhtem Körpergewicht bis 240 kg. Die Kernoberseite ist aus hypersoftem Sky-therm[®] Schaumstoff für eine optimale Körperanpassung. Die angewandte patentierte Rhombio-therm[®] Stanzung fördert die Punktelastizität sowie Druckverteilung durch das Lösen der Oberflächenspannung und sorgt für ein gesundes Mikroklima bedingt durch die gute Durchlüftungsmöglichkeit. Die mittlere Ebene des Matratzenkerns besteht aus einem festen Schaum mit besonders hoher Tragkraft. Darunter schließt sich ein weiterer sehr kompakter Schaum mit höherer Festigkeit an, der für die höchste Stützkraft innerhalb des Kernsystems sorgt und die Mobilität unterstützt.

Matratzenkonstruktion:

Material:	Hochwertiger Kaltschaum
Matratzenbasis:	8 cm kompakte Kernbasis mit hoher Festigkeit
Liegefläche:	6 cm Kaltschaum, RG 50 extra fest 4 cm Rhombio-Therm [®] soft mit Rahmenstanzung, Spezialschaum Skytherm RG 40
Bezug:	Hygienebezug Semy-Plus mit 3-seitigem RV
Format:	90x200x18 cm (weiter Größen auf Anfrage)

Eigenschaften:

Die feste Mittelschicht der *Rhombio-Care*[®] **Heavy Therm** wurde speziell für Nutzer zwischen 140 kg und 240 kg entwickelt. Auch auf das Matratzenformat wurde Rücksicht genommen und Größen bis 120x200x18 cm sind verfügbar.

Einsatzbereich:

**Spezielle Entwicklung zur Optimierung des Schlafkomforts für schwergewichtige Menschen.
Ideal für den Einsatz in Schwerlastpflegebetten.**