

RLS WÄSCHESYSTEM RLS Bettwäsche



Mangelfreie Bettwäsche, gewirkt, Karostruktur, konfektioniert als Sackverschluss mit Riegel. Aus funktionalem Material für ein wohliges Schlafklima. Materialien sind schnelltrocknend und industriewäschegeeignet.

- **Qualität:** 100% Polyester, ca. 140g/m²
Flammhemmend nach DIN EN ISO 6941
- **Farbe:** gelb, sekt
- **Größe:** 140x210 cm, 66x90 cm mit Sackverschluss als Wendebezug
- **Aufbereitung:** Nach Möglichkeit sortiert und artikelrein bei 75°C chemothermisch desinfizierend waschen. Wir empfehlen die Wäsche bei ca. 80% Beladung in Waschschleudermaschinen oder in Waschstraßen mit Zentrifugalentwässerung zu bearbeiten.

Endbearbeitung im Trockner bei ca. 80% Beladung, nicht übertrocknen und ausreichend Cool-Down-Phase beachten. Nicht mangeln.

Um optimale Lebensdauern und Waschergebnisse zu erzielen, binden Sie bitte bei der Aufstellung Ihrer Waschprozesse Ihren Maschinen- und Chemielieferanten ein. Wir unterstützen Sie dabei sehr gern.