

## KOPFPOLSTER Lüco-Soft



Der **Lüco-Soft** ist der ideale Kopfpolster im Pflegebereich. Er ermöglicht ein sanftes Einsinken und stützt dabei gleichzeitig. Er lässt sich leicht aufschütteln und erfüllt höchste Hygienestandards.

In der Größe 60x80 cm besticht der **Lüco-Soft** Polster mit zwei unterschiedlichen Füllmengen.

- kochfest 95°C
- trocknen bei niedriger thermischer Beanspruchung
- sterilisier- und desinfizierbar
- leicht aufzuschütteln
- langlebig und strapazierfähig

### **Materialzusammensetzung:**

- Inlett: 50% Baumwolle / 50% Polyester
- Füllung: 80% rhombisch geschnittene Luftzellenstäbchen aus PUR  
20% Polyesterfaser

### **Größe und Füllgewicht:**

- 40x40 cm 150g
- 40x50 cm 200g
- 40x60 cm 250g
- 40x80 cm 380g
- 60x80 cm 500g
- 60x80 cm 650g
- 70x90 cm 870g
- weiter Größen auf Anfrage